



PROSEPT[®] Wipes / Jumbo Wipes FAQ

Q すぐに使用できる様々なタイプの消毒ワイプとの違いは何ですか？

A 本製品は用途に合わせてサイズ、フリース素材、水分レベル、アルコール含有量、材質との適合性に応じた種類があります。

Q 使用中乾燥が気になりますが、どうしたらいいですか？

A スプレーを用いることによって再度湿らせることができます。保存時も専用ケースに入っているため、乾燥を防いでくれます。お使い頂いた後はふたをしっかりと締め下さい。

Q ユニットの消毒にも使えますか？

A 最近のユニットのシートはほとんど合成皮革用ウレタン樹脂で作られています。これはアルコールを使用した消毒剤と相性が良いのでお使い頂いても問題ありません。