

医療ホワイトニング DENNOVATE

ティースホワイトニングジェルパック

☑ 室温保管OK

☑ チェアタイム不要

POINT
01


個々の歯列にフィットする
独自ジェルシート構造

POINT
02

自己充填・液だれ不要の
新技術ジェルシート

POINT
03

室温での保管が可能・
単回使用のため衛生的



製品情報概要

販売名:ティースホワイトニングジェルパック(過酸化水素6%)

内容量(1箱あたり):ホワイトニングジェルパック(上顎5個・下顎5個)※再使用禁止

一般的名称:医薬品含有歯科用歯面清掃補助材

高度管理医療機器/承認番号:30700BZX00175000

使用期限:2年

保管方法:室温保管

本品12箱+モニター+SHOP袋+什器

スターターキット



(本品:上顎・下顎各5個入り×12箱セット)

Ci福岡ショールームで
展示が始まりました!